

Annexe : Recommandations
pour un lève-personne sur rail

N° de dossier

P-

Autre

Nom, prénom		Date de naissance	Année	Mois	Jour

Type d'appareil	
Modèle	Nombre de fonctions

Points de chute	
Lit	Bain ou douche
Table à langer	Toilette
Autre	

Toiles	
Nombre	Modèle

Accessoires complémentaires

Valider les caractéristiques auprès du fournisseur spécialisé

Renseignements sur l'ergothérapeute ou un autre professionnel de la santé						
Nom, prénom		Signature		Année	Mois	Jour
				Date		
Nom du lieu de travail			Adresse			
Ind. rég.	N° de téléphone	N° de poste	Ind. rég.	N° de télécopieur	Courriel	

Programme d'adaptation de domicile

Aide-mémoire sur certains standards pour un lève-personne sur rail

Type d'appareil	
Modèle et nombre de fonctions	Portatif : pièces non contiguës, deux fonctions seulement Fixe : pièces connexes, deux ou quatre fonctions Quatre fonctions, contexte admissible : autonomie complète de la personne pour réaliser un transfert (validée, avec tâches connexes), point de chute difficile d'accès, personne obèse ou limitation des capacités de la personne aidante

Points de chute	
Lit	Admissibles : fauteuil roulant, lit, toilette, bain ou douche, table à langer Entre 910 mm et 1065 mm (36 et 42 po) du pied du lit
Bain ou douche	Bain : 560 mm (22 po) du mur opposé aux robinets, centré en largeur ou selon le type d'assise Douche : selon le type d'assise et l'emplacement
Table à langer	Table à langer : au centre
Toilette	Toilette : environ 50 mm (2 po) du rebord de la cuvette, centré en largeur
Autre :	Aux frais du propriétaire : fauteuil, tapis de jeu, etc.

Toiles	
Nombre et modèle	Nombre : 2 (transfert au sec, transfert au bain ou à la douche)

Accessoires complémentaires	
À spécifier	Tringle de rideau de douche rétractable Tige pour décrocher l'appareil portatif

**Note : Valider auprès d'un fournisseur les points de chute et le ou les trajets possibles.
Plus ce dernier est simple, plus l'installation sera utilisée.**